

TD-4183/I1


GlucOx Pro
GlucOx Innovation

Verensokeri ja ketoaine seuranta järjestelmä / Blood Glucose Plus β -Ketone Monitoring System



Ominaisuudet / Features

- XPER liuska teknologia / XPER strip technology
- Automaattinen liuskan tunnistus / Automatic strip identification system
- Soveltuu käyteäväksi vastasyntyneille, raskaana oleville sekä aikuisille / Applicable for Neonate, Pregnant women and Adults
- Automaattinen kontrolliliuksen tunnistus / Automatic Recognition of Quality Control Solution
- Paristojen vaihto ilman työkaluja / Tools without changing batteries
- Liuskaa voi käsitellä joka kohdasta / the strip can be processed from every point
- Mittarin voi puhdistaa ulkoisesti 70% etanoliliuksella / The meter can be cleaned externally with a 70% ethanol solution



Tekniset tiedot- Mittari / Specifications- Meter

ketoosi varoitus / Ketone Warning	Kyllä / Yes
Kommunikointi / Communication	Bluetooth / Liuskaoppori / Strip port
Virtalähde / Power Source	AAA x 1
Muisti / Memory Capacity	1000 tulosta / sets
Keskiarvot / Day Average	7,14,21,28,60,90 päivää verensokerille / days for blood glucose
Päivittäiset hälytykset / Daily Alarm	4 päivittäistä hälytystä / daily alarms
Koko / Dimension	90.3 (L) x 52.3 (W) x 18 (H) mm
Paino / Weight	46.4g (ilman paristoja / without battery)
Käyttöolosuhteet / Operating Condition	5°C – 45°C 10% – 90% R.H.
Säilytys olosuhteet / Storage Condition	-20°C – 60°C (Mittari / Meter); 2°C – 30°C (Testiliuska / Strip)

Lähetysten tiedot / Shipping Info

Kappaletta per laatikko / Units Per Carton	40
Laatikon bruttopaino / Gross Weight Per Carton	12.8 kg
Laatikon koko / Carton Size	49.8 (L) x 35.8 (W) x 36 (H) cm

Tekniset tiedot- Testiliuska / Specifications- Strip

Liiska tyyppi / Strip Type	Verensokeri / Glucose	Ketoaine / Ketone
Entsyymi tyyppi / Enzyme Type	GDH-FAD	HBD
Näyte määrä / Sample Size	0.5 uL	0.8 uL
Reagointi aika / Reaction Time	5 sekuntia / seconds	10 sekuntia / seconds
Mittausalue / Measurement Range	10–800 mg/dL (0.56–44.4 mmol/L) /	0.1–8.0 mg/dL
Hematokriittialue / Hematocrit Range	0%–70%	10%–70%
Tarkkuus / Precision	SD<5mg/dL(0.278mmol/L)at<100mg/dL(5.55mmol/L); CV<5% at 100mg/dL(5.55mmol/L)	SD<0.1mmol/L ≤ 1mmol/L CV<7.5% at >1mmol/L
Tarkkuus / Accuracy	±10mg/dL if ≤ 100mg/dL; ±10% if > 100mg/dL	

Tunnistaa kontrolliliuksen automaattisesti	Y1 (2ml/pullo)matalien < 4 mmol/L; B3 (2ml/pullo)korkeiden > 12 mmol/L; Kontrolliliuos säilyy 6kk avatussa pullossa
--	--

Tekniset tiedot- Lisätarvikkeet / Specifications-Accessories

ACC-002	USB kaapeli / cable
---------	---------------------



www.taidoc.com

TaiDoc Technology Corp.

B1-7F., No.127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24888, Taiwan
Tel : +886-2-6625-8188 Fax : +886-2-6625-0288